

An Verpackungen im Bereich Medizintechnik und Healthcare werden heute höchste Anforderungen gestellt, vom maximalen Schutz vor mechanischer Beschädigung, über den wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bis hin zur Doppel-Sterilbarriere-Verpackung für maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Keimen.

Wann immer Sie qualitativ hochwertige, praktikable und sichere Schutzverpackungen brauchen – hier sind Sie richtig. Mehr Infos online.

 **SCHUTZHÜLLEN**

 **HÜLSEN**

 **BOXEN**

 **KOFFER**

 **ORDNUNGSSYSTEME**



TipCover

Kleine Ursache, große
Schutzwirkung

12/2024

**rose plastic
medical packaging GmbH**
Rupolzer Straße 30
D-88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49 8388 92345-0
info@rose-medipack.de

www.rose-medipack.de

rose  plastic®
medical packaging

www.rose-medipack.de

rose  plastic®
medical packaging



Sollten wir ein großes Ding aus unserem winzigen TipCover machen?

Kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. TipCover ist so ein kleines Ding. Ein winziges, genau genommen. Die 6 Größen reichen von 28 bis 36mm Länge.

Trotzdem tut TipCover genau was es soll. Es schützt Implantate und die empfindlichen Spitzen chirurgischer Instrumente perfekt. Wir machen kein großes Ding daraus. Es ist nun mal winzig. Aber es ist ein winziges Ding mit großen Vorteilen.



TipCover – schützt empfindliche Spitzen vor Menschen. Und empfindliche Menschen vor Spitzen.



PRODUZIERT IM REINRAUM

Produziert im Reinraum, eignet sich TipCover für sterile und nicht-sterile Anwendungen.

TipCover schützt nicht nur Ihre Produkte. Es schützt auch die Anwender vor Verletzungen durch scharfe Schneiden oder Spitzen. Und wenn Kunden unversehrt bleiben, kann das auch den Kundenbeziehungen nicht schaden.

100 % SILIKONFREI

TipCover ist silikonfrei. Darum kann kein Silikon in Kontakt mit Patienten kommen.



Perfekter
Spitzen-
schutz



TipCover

Perfekter Spitzenschutz für empfindliche Werkzeuge oder Implantate. 6 Größen decken zahlreiche übliche Produkt-Durchmesser ab.



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ideal für den Schutz von Spitzen und Schneidkanten chirurgischer Instrumente
- für sterile und nicht-sterile Applikationen
- sicheres Bestücken und Entfernen
- einfaches Handling
- sicherer Transport
- 6 Größen decken eine große Bandbreite von Produkt-Durchmessern ab

Lieferprogramm

Artikel	Außenmaße B x H x T	passend für
TCV0 0.5×28/1	10×28×5mm	0,5 – 2,5mm
TCV1 2.5×28/1	9,3×28,3×4,8mm	2,5 – 4,0mm
TCV2 4×28/1	12,5×28,4×7,5mm	4,0 – 7,0mm
TCV3 7×28/1	17,0×28,5×12mm	7,0 – 10,5mm
TCV4 10.5×28/1	23,3×28,7×16mm	10,5 – 14,5mm
TCV5 14.5×36/1	29,6×35,8×22mm	14,5 – 18,0mm